

Varenummer 232147



Bowie-Dick Test, 3M, autoklave testpakke, engangs



Produktbeskrivelse

Bowie & Dick-testen verificerer, at luft fjernes korrekt fra steriliseringskammeret, og som et resultat, at porøse materialer gennemtrænges med damp (f.eks. Kirurgiske bandager, kitler og andre tekstiler). Indikatoren består af et varmefølsomt ark placeret midt i en pakke bestående af flere lag papir og skum. Dette ark skifter farve, når det udsættes for et bestemt tryk fra den mættede damp. For at autoklaven fungerer effektivt, skal den være i stand til at sterilisere den porøse pakke jævnt. Når dette er tilfældet, vil Bowie-Dick-testarket have en ensartet farve. Bowie & Dick testpakken skal være den eneste genstand i autoklaven (ingen andre instrumenter) og placeres midt på den nederste hylde. Mange autoklaver har indbygget et testprogram til Bowie-Dick test.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Bowie-Dick Test
Varemærke	3M
Features	Autoklave testpakke
Engangs/flergangs	Engangs
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	33 cm	26 cm	14 cm	68711428047839
stk	1 stk				8711428047837