



Varenummer 232150

**Stetoskop, Littmann, Classic II S.E,
69cm, sort, til pædiatrisk, vendbart**



Produktbeskrivelse

Anvendes til stetoskopi af hjerte og lunger hos børn. Specielt designet til denne målgruppe pga. størrelse og akustik. Dobbeltsidet model med traditionel klokke/membran bryststykke. Med flydende membran og kuldefri ring. Enkeltstøbt slange. Bryststykket: Ø36mm, 3 års garanti. Latexfri.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop
Varemærke	Littmann
Model	Classic II S.E
Farve	Sort
Features	Til pædiatrisk, vendbart
Materiale	PVC, rustfrit stål
Længde/dybde	69 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	36 cm	17 cm	14 cm	
stk	1 stk				707387788735



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.