



Varenummer 232155

**Stetoskop, Littmann, Master Cardiology, 69cm, sort, til voksne og børn, enkeltsidet**



## Produktbeskrivelse

Littmann kardiologisk stetoskop. Stetoskopet indeholder bryststykke er fremstillet i rustfrit stål, to-i-en slange for forbedret lyd kvalitet, komfortabelt letvægtsbøjlesæt, Littmann special adaptor til børn og vanskeligt tilgængelige områder medfølger. Latex-fri slange. Garanti 7 år. Ved at downloade 3M Littmann Learning institute App, har du mulighed for at træne dine auskultationsfærdigheder.

## Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Stetoskop                                                    |
| Varemærke                        | Littmann                                                     |
| Model                            | Master Cardiology                                            |
| Farve                            | Sort                                                         |
| Features                         | Til voksne og børn, enkeltsidet                              |
| Længde/dybde                     | 69 cm                                                        |
| Vægt, netto                      | 185 g                                                        |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Holdbarhed                       | 7 år                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde   | EAN            |
|-------|------------|--------|--------|---------|----------------|
| kll   | 3 stk      | 41 cm  | 18 cm  | 14.5 cm | 50707387096453 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.