



Varenummer 232155

Stetoskop, Littmann, Master Cardiology, 69cm, sort, til voksne og børn, enkeltsidet



Produktbeskrivelse

Littmann kardiologisk stetoskop. Stetoskopet indeholder bryststykke er fremstillet i rustfrit stål, to-i-en slange for forbedret lyd kvalitet, komfortabelt letvægtsbøjlesæt, Littmann special adaptor til børn og vanskeligt tilgængelige områder medfølger. Latex-fri slange. Garanti 7 år. Ved at downloade 3M Littmann Learning institute App, har du mulighed for at træne dine auskultationsfærdigheder.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop
Varemærke	Littmann
Model	Master Cardiology
Farve	Sort
Features	Til voksne og børn, enkeltsidet
Længde/dybde	69 cm
Vægt, netto	185 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	7 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	41 cm	18 cm	14.5 cm	50707387096453
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.