



Varenummer 232163

**Biopsy Punch, KAI, PP/rustfrit stål, med
skarp kant, steril, str. 5/5 mm**



Produktbeskrivelse

Anvendes til udtagning af biopsi.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Biopsy Punch
Model	KAI
Features	Med skarp kant, steril, str. 5/5 mm
Materiale	PP, rustfrit stål
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	8.5 cm	14 cm	7.5 cm	14560146922619
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er steril