



Varenummer 232184

Stetoskop, Littmann, 3200, 69cm, sort, elektronisk. med bluetooth

Produktbeskrivelse

Elektronisk stetoskop med 24 x lydforstærkning og ANR (Ambient Noise Reduction) - reduktion af udefra kommende støj med 85%. Kan optage hjer-te/lungelyde og overføre til PC via bluetooth. Inkl. software med mulighed for at se lydbølger via Pc.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stetoskop
Varemærke	Littmann
Model	3200
Farve	Sort
Features	Elektronisk. med bluetooth
Længde/dybde	69 cm
Vægt, netto	185 g
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	42.5 cm	19 cm	17 cm	50707387765502
stk	1 stk				