



Varenummer 232189

Reflekshammer, Dejerine, 20cm, sort, med gummi i begge ender

Produktbeskrivelse

Dejerine reflekshammer er et alsidigt diagnostisk instrument designet til at evaluere myotatiske og kutane reaktioner hos patienter. Dobbelt latexfri gummihead.. Inkluderer også en børste og en nål, som er opbevaret i henholdsvis top og bund af instrumentets håndtag

Specifikationer

Produktbetegnelse	Reflekshammer
Varemærke	Dejerine
Farve	Sort
Features	Med gummi i begge ender
Længde/dybde	20 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 stk	21 cm	7.5 cm	3 cm	04045396006874