



Varenummer 232194

Blodtryksapparat, Riester, Precisa N, manuelt, inkl. voksenmanchet Ø 24-34 cm



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af blodtryk. Indeholder: Manometer inklusiv ballon, voksen burrebåndsmanchet og sort opbevaringstaske. Særligt velegnet til hjemmeplejen eller lægetasken. Måleområde: BT 0-300 mmHg,.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	Riester
Model	Precisa N
Features	Manuelt, inkl. voksenmanchet Ø 24-34 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	20.5 cm	10.5 cm	6 cm	5703538053139
stk	1 stk				4045396001916



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.