



Varenummer 232201

Manchet, Welch Allyn, sort, stor voksen, med 2 slanger (14 og 36 cm), Ø 34-52 cm



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af blodtryk. Konnektorer til montering på blodtryksapparat, spiralslange og ballon med ventil bestilles separat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Welch Allyn
Farve	Sort
Features	Stor voksen, med 2 slanger (14 og 36 cm), Ø 34-52 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17 cm	15.5 cm	3 cm	732094111897



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.