




Varenummer 232203

**Manchet, Welch Allyn, Flexiport, rød, voksen, uden slange, Str 12, Ø 32-43 cm**

## Produktbeskrivelse

Flexiport blodtryksmanchet flergangs. Manchetten har ingen syede sømme, der kan skære/rive. Flexiport leveres med en unik kobling, som gør skiftet mellem de forskellige manchetstørrelser yderst let. Kan med de forskellige koblinger der findes, anvendes til blodtryksapparater med både 1- og 2 slanger. Kan rengøres med enzymatisk sæbe eller desinficeres med 70% isopropylalkohol. Manchetten er latexfri.

## Specifikationer

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse             | Manchet                                                      |
| Varemærke                     | Welch Allyn                                                  |
| Model                         | Flexiport                                                    |
| Farve                         | Rød                                                          |
| Features                      | Voksen, uden slange, Str 12, Ø 32-43 cm                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)  | Klasse I                                                     |
| Produkt- eller teststandarder | EN 60601-1                                                   |
| Opbevaringsinstruktioner      | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt      | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage    | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN          |
|-------|------------|---------|--------|--------|--------------|
| stk   | 1 stk      | 23.5 cm | 18 cm  | 1.5 cm | 732094066708 |