



Varenummer 232207

**Manchet, Riester, 54,5x14,5cm, sort,
med 2 slanger, voksen, Ø 24-34 cm**



Produktbeskrivelse

Anvendes som blodtryksmanchet i forbindelse med måling af blodtryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Riester
Farve	Sort
Features	Med 2 slanger, voksen, Ø 24-34 cm
Længde/dybde	54.5 cm
Bredde	14.5 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	23 cm	14 cm	3 cm	4045396000858



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.