



Varenummer 232209

Manchet, Riester, 70x15cm, sort, med 2 slanger, voksen Ø 34-44 cm



Produktbeskrivelse

Anvendes som blodtryksmanchet i forbindelse med måling af blodtryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Riester
Farve	Sort
Features	Med 2 slanger, voksen Ø 34-44 cm
Længde/dybde	70 cm
Bredde	15 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.5 cm	15 cm	5 cm	4045396001008



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.