


Varenummer 232214

Pencillygte, hvid, med pupilskala, engangs



Produktbeskrivelse

Pæren aktiveres ved at clipsen støder på metallet i lygten. Anvendes bl.a. i forbindelse med diagnosticering samt observation af patienter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Pencillygte
Farve	Hvid
Features	Med pupilskala
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	0.02 kg
Strømspecifikationer	2 * AAA engangs
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 pk	46.8 cm	24.3 cm	14.8 cm	
pk	6 stk	12.2 cm	9.3 cm	13 cm	



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

