



Produktdatablad

Pencillygte m/pupilskala

Varenummer: 232214



Varedeklaration

6 stk = 1 pakke. 60 pakker = 1 kolli. 70 kolli = 1 palle. Produktbetegnelse: Pencillygte. Farve: hvid. Features: med pupilskala. Strømspecifikationer: 2 * AAA engangs. Engangs/flergangs: engangs. Vægt, netto: 0.02 kg. Certifikater: CE, MD. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Pæren aktiveres ved at clipsen støder på metallet i lygten. Anvendes bl.a. i forbindelse med diagnosticering samt observation af patienter. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.