

Varenummer 232215

Kaustikapparat, Bovie Aaron, hvid, høj temperatur, ikke justerbar, engangs

✓ Til behandling af vorter eller till hæmostase



Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling af vorter eller til hæmostase. Engangshåndtag med fine tip elektrode som ikke kan udskiftes. Temperatur er ikke justerbar. Temperatur op til 1204° C. Kontinuerlig brændetid 7 min.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaustikapparat
Varemærke	Bovie Aaron
Farve	Hvid
Features	Høj temperatur, ikke justerbar
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	0.7 kg
Strømspecifikationer	AAA batterier
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	32.7 cm	7 cm	2 cm	00607151011017



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.