

Varenummer 232217

Kaustikapparat, Bovie Aaron, hvid, høj temperatur, justerbar, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling af vorter eller til hæmostase. Engangshåndtag med fine tip elektrode som ikke kan udskiftes. Justerbar temperatur 816-1149° C. Kontinuerlig brændetid 7 min.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaustikapparat
Varemærke	Bovie Aaron
Farve	Hvid
Features	Høj temperatur, justerbar, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	0.744 kg
Strømspecifikationer	AAA batterier
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	10 stk	32.7 cm	12.2 cm	5 cm	1060715101113
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE