

Varenummer 232218

## Kaustikapparat, Bovie Aaron, hvid, høj temperatur, Change-A-Tip, flergangs



### Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling af vorter eller til hæmostase. Op til 1200° C. elektroden kan udskiftes. Der anvendes 2 stk. AA batterier som kan udskiftes.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Kaustikapparat                                               |
| Varemærke                        | Bovie Aaron                                                  |
| Farve                            | Hvid                                                         |
| Features                         | Høj temperatur, Change-A-Tip                                 |
| Engangs/flergangs                | Flergangs                                                    |
| Vægt, netto                      | 0.075 kg                                                     |
| Strømspecifikationer             | AAA batterier                                                |
| Inkluderet tilbehør              | Inkl. 1 elektrode og 2 stk. AA batterier.                    |
| Certifikater                     | CE                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                   |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                    |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde  | EAN            |
|-------|------------|---------|--------|--------|----------------|
| stk   | 1 stk      | 22.3 cm | 2.3 cm | 2.3 cm | 00607151073916 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.