

Varenummer 232218

Kaustikapparat, Bovie Aaron, hvid, høj temperatur, Change-A-Tip, flergangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til behandling af vorter eller til hæmostase. Brænder op til 1200° C. Elektroden skal udskiftes efter hver patient. Der anvendes 2 stk. AA batterier i håndtaget.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaustikapparat
Varemærke	Bovie Aaron
Farve	Hvid
Features	Høj temperatur, Change-A-Tip
Engangs/flergangs	Flergangs
Vægt, netto	0.075 kg
Strømspecifikationer	AAA batterier
Inkluderet tilbehør	Inkl. 1 elektrode og 2 stk. AA batterier.
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	22.3 cm	2.3 cm	2.3 cm	00607151073916



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.