



Varenummer 232219

## Pencillygte, med kobolt blå lys, engangs



### Produktbeskrivelse

Pæren aktiveres ved at clipsen støder på metallet i lygten. Anvendes bl.a. i forbindelse med diagnosticering samt observation af patienter. Der er batteristrøm til ca. 15-20 timer belysning. Der kan ikke skiftes batteri i lygten.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pencillygte
Features	Med kobolt blå lys
Engangs/flergangs	Engangs
Vægt, netto	0.0678 kg
Vægt, brutto	0.071 kg
Strømspecifikationer	2 * AAA engangs
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/1542, MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 stk	19 cm	14 cm	10.5 cm	
pk	3 stk	15 cm	4.5 cm	2 cm	887482182932
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.