



Varenummer 232223

Blodtryksapparat, HEINE, GAMMA G5, med skrueventil



Produktbeskrivelse

HEINE manuelt blodtryksapparat med skrueventil, stor skala, let at læse (Ø 56 mm). Højeste markørkvalitet, præcis afbalanceret. "Huset" er fremstillet i stødsikkert materiale. Ændring af håndstøttens position (GAMMA G5, G7, GP) Ved levering er håndstøtten monteret til højrehåndede. Hvis du vil pumpe op med venstre hånd, kan håndstøttens position ændres: • Drej bolden af huset. • Løsn de to skruer ved siden af luftindgangen (skru dem ikke helt ud!). • Fugt om nødvendigt luftindgangskeglen en smule. • Drej håndstøtten 180°, og skru den fast igen. • Tag fat i bolden så langt fremme som muligt, og drej den helt ind i luftindgangen. HENVISNING: Der følger en specialnøgle med model GAMMA G7. Leveres endvidere i etui med latexfri, vaskbar, voksen manchet, str. 29 - 41 cm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Blodtryksapparat
Varemærke	HEINE
Model	GAMMA G5
Features	Med skrueventil
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	19.5 cm	11.5 cm	8 cm	4053755136285



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.