



Varenummer 232224

Manchet, HEINE, lår/stor voksen, med 1 slange, Ø 41 - 59 cm

Produktbeskrivelse

Blodtryksmanchet med 1 slange og konnektor, anvendes i forbindelse med måling af blodtryk på overarmen/lår. Passer til Heine Gamma G7/G5/GP blodtryksapparater. Manchetbetrækket kan håndvaskes ved maks. 30 ° C efter fjernelse af den oppustelige blære. Manchetten kan desinficeres med blandt andet Wet Wipe triamin.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	HEINE
Features	Lår/stor voksen, med 1 slange, Ø 41 - 59 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25 cm	21 cm	2 cm	