



Varenummer 232233

**Manchet, Riester, 70x22cm, sort, lår/
stor voksen, med 2 slanger, Ø 42-50 cm**



Produktbeskrivelse

Anvendes som blodtryksmanchet i forbindelse med måling af blodtryk.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Riester
Farve	Sort
Features	Lår/stor voksen, med 2 slanger, Ø 42-50 cm
Længde/dybde	70 cm
Bredde	22 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	25 cm	15.5 cm	4.5 cm	04045396001039



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.