



Varenummer 232267

**Hjertestarter, Zoll AED Plus,
12,7x23,6x24,7cm, grøn, inkl. 1
sæt CPR-D elektroder, vægbeslag og
batterisæt, dansk tale**



Produktbeskrivelse

ZOLL AED Plus er med indbygget REAL CPR Help, der måler hjertemassagens frekvens og dybde. En stemme i hjertestarteren fortæller dig, om du giver effektiv og rigtig hjertemassage, og vejleder dig med udtryk som "tryk hårdere" og "god hjertemassage". Indeholder: Hjertestarter med LCD skærm, 10 stk. batterier type 123A, låg til at skabe frie luftveje, 1 sæt CRP-D padz elektroder med feed back teknologi, vægbeslag, 1 stk. AED skilt i hvid plast, 1 stk. klistermærke med højre pil, 1. stk. klistermærke med venstre pil, DVD og produktinformation. Ved brug på børn anbefales det, at man bruger en elektrode specifik til børn (varenr. 232280). Hvis denne elektrode ikke er tilgængelig i situationen, er retningslinjerne, at den medfølgende elektrode bruges. Den medfølgende elektrode kan derfor bruges både på børn og voksne.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hjertestarter
Varemærke	Zoll AED Plus
Farve	Grøn
Features	Inkl. 1 sæt CPR-D elektroder, vægbeslag og batterisæt, dansk tale
Længde/dybde	12.7 cm
Bredde	23.6 cm
Højde	24.7 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Temperatur Tolerance	0-50° C
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	34 cm	30.5 cm	30 cm	847946052645
stk	1 stk				5703538276712



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.