



Varenummer 232271

Strømforsyning, Microlife, Blodtryksapparater

Produktbeskrivelse

Anvendes som strømforsyning til Microlife blodtryksapparater. Passer til A2, A3, A6, B2, B3 og B6 Microlife blodtryksapparater

Specifikationer

Produktbetegnelse	Strømforsyning
Varemærke	Microlife
Features	Blodtryksapparater
Holdbarhed	2 år
Holdbarhed, åbnet	2 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.6 cm	7.6 cm	3.4 cm	4719003934040