



Varenummer 232278

Elektrode, voksen, med feedback teknologi



Produktbeskrivelse

CPR-D padz elektrode, voksen, til Zoll hjertestarter. Denne elektrode har en indbygget feedback-puck, som placeres på trykpunktet (midt på brystbenet). Hjertestarteren guider ved hjælp af stemmevejledning førstehjælperen, så korrekt hjertemassage (dybde og frekvens) udføres. Samtidig beskytter elektroden den tilskadekomnes hud for ambustio (brandsår) under defibrillering (stødning). Elektroden har 5 års holdbarhed fra produktionsdatoen. Passer til Zoll plus, Pro og AED 3 hjertestarter.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Elektrode
Features	Voksen, med feedback teknologi
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21.5 cm	21 cm	4.6 cm	847946000189



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.