




Varenummer 232306

Autoklavepose, 200x150mm, til autoklaving, uden fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose, klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisering (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Til autoklaving, uden fold
Længde/dybde	200 mm
Bredde	150 mm
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10000 stk	30.5 cm	21.7 cm	13.7 cm	
pk	1000 stk	30 cm	20 cm	13.6 cm	
stk	1 stk				