



Varenummer 232307

Autoklavepose, 150x100mm, til autoklaving, uden fold

Produktbeskrivelse

Autoklavepose, klar folie med papirbagside, anvendes som yderemballage til feks. instrumenter. Tåler dampsterilisering (autoklaving) op til 134 ° C. Ikke beregnet til tørsterilisering (varmeovn).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Autoklavepose
Features	Til autoklaving, uden fold
Længde/dybde	150 mm
Bredde	100 mm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1000 stk	21 cm	21 cm	11 cm	15036953019563
stk	1 stk				