

Varenummer 232315

Puskapsel, 14,1x25,4x3,3cm, 750 ml,
stål, nyreformet, steriliserbar



Produktbeskrivelse

Til opbevaring af instrumenter, sprøjter. Kan også anvendes til skyllevæsker, mund og sårpleje og til opkast.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Puskapsel
Farve	Stål
Features	Nyreformet, steriliserbar
Materiale	Stål
Længde/dybde	14.1 cm
Bredde	25.4 cm
Højde	3.3 cm
Rumindhold, brutto	750 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	16.5 cm	26 cm	6.5 cm	
stk	1 stk				