




Varenummer 232346

Koboltblåt filter, Welch Allyn, til fiberlysstav

Produktbeskrivelse

Anvendes som koboltblå lysfilter i forbindelse med brugen af Welch Allyn fiberlysstav til at fremhæve fremmedlegmer i øjne ved hjælp af flourescein.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Koboltblåt filter
Varemærke	Welch Allyn
Features	Til fiberlysstav
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	9.5 cm	4.8 cm	3.5 cm	