



Varenummer 232426

Anoskop, HEINE, Unispec, 8,5cm x 2mm, usteril, engangs

Produktbeskrivelse

HEINE anoskop for rektalundersøgelse, støbt i patientvenlig termoplast, ingen kold fornemmelse ved indsættelse. Lystransmission gennem rørvæggen. Distal ringformet lysudgang, homogen belysning af det undersøgte område, Angivelse af indføringslængde er gradueret inde i røret for større patientkomfort.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Anoskop
Varemærke	HEINE
Model	Unispec
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	8.5 cm
Bredde	2 mm
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	44 cm	29 cm	18 cm	
pk	25 stk	22 cm	14.5 cm	18 cm	
stk	1 stk				