



Varenummer 232427

Proktoskop, HEINE, Unispec, 2x13cm, usteril, engangs

Produktbeskrivelse

HEINE proktoskop for rektalundersøgelse, støbt i patientvenlig termoplast, ingen kold fornemmelse ved indsættelse. Lystransmission gennem rørvæggen. Distal ringformet lysudgang, homogen belysning af det undersøgte område, Angivelse af indføringslængde er gradueret inde i røret for større patientkomfort.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Proktoskop
Varemærke	HEINE
Model	Unispec
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	2 cm
Bredde	13 cm
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	100 stk	25.5 cm	20 cm	15 cm	
pk	25 stk	25.5 cm	20 cm	15 cm	
stk	1 stk				