



Varenummer 232428

Rektoskop, HEINE, Unispec, 25cm, Ø2cm, usteril, engangs



Produktbeskrivelse

HEINE rektoskop for rektalundersøgelse, støbt i patientvenlig termoplast, ingen kold fornemmelse ved indsættelse. Lystransmission gennem rørvæggen. Distal ringformet lysudgang, homogen belysning af det undersøgte område, Angivelse af indføringslængde er gradueret inde i røret for større patientkomfort.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Rektoskop
Varemærke	HEINE
Model	Unispec
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Længde/dybde	25 cm
Diameter	2 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	25 stk	32 cm	25.5 cm	15 cm	5703538051265
stk	1 stk				5703538051258



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.