



Varenummer 232444

Oftalmoskopoved, HEINE, BETA 200



Produktbeskrivelse

HEINE oftalmoskopoved med Xenon-halogenpære, Dioptrier: 27 linser fra -35 D til +40 D, 6 åbninger med separat rødfrit filter. Indeholder spalte-åbning, fikseringsstjerne, koboltblåt filter, storspot, lillespot og halvmåne. Passer til HEINE BETA håndtag.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse | Oftalmoskopoved |
| Varemærke | HEINE |
| Model | BETA 200 |
| Strømspecifikationer | 3,5 V |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares rent og tørt. |
| Bortskaffelse af produkt | Aflleveres på miljøstation. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| stk | 1 stk | 11 cm | 7 cm | 4 cm | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.