



Varenummer 232448

Genopladeligt batteri NIMH 3,5 volt, HEINE, BETA, X-002.99.315

Produktbeskrivelse

HEINE NIMH batteri passer til genopladeligt BETA NT håndtag, BETA TR genopladeligt håndtag, BETA R genopladeligt håndtag, Standard F.O. laryngoskophåndtag, Standard F.O. LED laryngoskop håndtag og F.O. vinklet håndtag.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Genopladeligt batteri NIMH 3,5 volt
Varemærke	HEINE
Model	BETA
Features	X-002.99.315
Strømspecifikationer	3,5 V
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	8.5 cm	3.2 cm	3.2 cm	4053755144136