



Varenummer 232455

**Lithium Ion batteri, HEINE, BETA,
11x6,8x4,2cm, 3,5 volt, X-007.99.381**

Produktbeskrivelse

HEINE Li-ion genopladeligt batteri 3,5 volt, passer til HEINE BETA genopladelig håndtag (dog ikke BETA 4 håndtag) Dette batteri yder dobbelt så stor kapacitet som NiMH BETA-batteriet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Lithium Ion batteri
Varemærke	HEINE
Model	BETA
Features	3,5 volt, X-007.99.381
Længde/dybde	11 cm
Bredde	6.8 cm
Højde	4.2 cm
Vægt, netto	68 g
Vægt, brutto	122 g
Strømspecifikationer	3,5 V
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11 cm	6.8 cm	4.2 cm	4053755144587