



Varenummer 232459

Proktoskop, M, usteril, engangs

Produktbeskrivelse

Proktoskop udført i glasklart plast, anvendes i forbindelse med rektale undersøgelser.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Proktoskop
Størrelse	M
Features	Usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PS
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	150 stk	59 cm	40 cm	40 cm	
pk	25 stk	38.5 cm	19 cm	19 cm	
stk	1 stk				