





Proktoskop 1521

Wing Plasts Proktoskop 1521 utan belysning är ett engångsinstrument i glasklar, miljövänlig plast. Proktoskopet är ergonomiskt och funktionellt utformat för undersökarens och patientens bästa.

- Stabil konstruktion
- Greppvänlig
- Släta ytor och en nära nog omärklig övergång mellan skaft och kolv vilket ger minimalt obehag för patienten

Proktoskop 1521



Material

- Polystyren glasklar
- Smälttemperatur: 100 °C
- Ej autoklaverbar
- Latexfri
- Miljövänlig




Vikt

- Detalj: 42 g
- Transportförpackning: 5 kg


Förpackning

- Avdelningsförpackning: 25 st
- Transportförpackning: 150 st
- Pallkvantitet: 3000 st

Transportförpackning



Pall



Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO 14001
Medical ISO 13485



30-1521-001-140807

• **Wing Plast** – *Quality Medical Instruments*

- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 13485



Wing Plast AB