

Varenummer 232473

**Batteri, HEINE, M3Z BETA slim,
genopladeligt NiMH 3,5 Volt,
X-002.99.106**



Produktbeskrivelse

Anvendes som genopladeligt batteri til BETA Slim genopladeligt håndtag og Lille F.O. Laryngoskop håndtag

Specifikationer

Produktbetegnelse	Batteri
Varemærke	HEINE
Model	M3Z BETA slim
Features	Genopladeligt NiMH 3,5 Volt, X-002.99.106
Strømspecifikationer	3,5 V
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	14.6 cm	2.3 cm	2.2 cm	