

Varenummer 232475

Objektiv, Olympus, til model: C PLCN40X/0,65

Produktbeskrivelse

Anvendes til Olympus mikroskop CX31

Specifikationer

Produktbetegnelse	Objektiv
Varemærke	Olympus
Features	Til model: C PLCN40X/0,65
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7.8 cm	4.8 cm	4.8 cm	04953170321139