

Varenummer 232476

Halogenpære, Olympus, til CX31 mikroskop

Produktbeskrivelse

Anvendes til Olympus mikroskop CX31

Specifikationer

Produktbetegnelse	Halogenpære
Varemærke	Olympus
Features	Til CX31 mikroskop
Strømspecifikationer	6V/30W
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	7 cm	2.5 cm	2.5 cm	