



Varenummer 232487

Elektrodegel, Spectra, 250 ml, tube



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med EKG undersøgelse, for at skabe bedre signal mellem elektrode og hud.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Elektrodegel
Varemærke	Spectra
Features	Tube
Rumindhold, brutto	250 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	19.8 cm	15.1 cm	21.8 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.