



Varenummer 232488

Ultralydsgel, Aquasonic, 250 ml, på flaske



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med undersøgelse, hvor gel er nødvendigt.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydsgel
Varemærke	Aquasonic
Features	På flaske
Rumindhold, brutto	250 ml
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	20.8 cm	15.7 cm	18.1 cm	10611400001084
stk	1 stk				855683006043



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.