



Varenummer 232509

Manchet, Custo, Screen 300, M, Ø 24-32 cm



Produktbeskrivelse

Blodtryksmanchet til døgnblodtryksmåler Custo Screen 300

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Custo
Model	Screen 300
Størrelse	M
Features	Ø 24-32 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18 cm	13 cm	4.5 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.