



Varenummer 232512

Manchet, Custo, Screen 300, XXL, Ø 38-56 cm

Produktbeskrivelse

Blodtryksmanchet til døgnblodtryksmåler Custo Screen 300

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Custo
Model	Screen 300
Størrelse	XXL
Features	Ø 38-56 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	17 cm	15 cm	4.5 cm	