



Varenummer 232520

HEINE etui, HEINE, mini 3000, til mini 3000 otoskop, hård plast

Produktbeskrivelse

Etui til HEINE mini 3000 otoskop med plads til øretragte. Er fremstillet i hård plast.

Specifikationer

Produktbetegnelse	HEINE etui
Varemærke	HEINE
Model	Mini 3000
Features	Til mini 3000 otoskop, hård plast
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	18.5 cm	8 cm	4 cm	