



Varenummer 232523

**Blodtryksapparat, Riester, Big Ben, manuelt, inkl. voksenmanchet med 2 slanger**



## Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med måling af blodtryk. Indeholder: Apparat med let læselig skala som går op til 300 mm Hg. Forsynet med 3m spiralslange og voksen burrebåndsmanchet. Nøjagtighed: +/- 3 mm Hg

## Specifikationer

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Blodtryksapparat                                                                                                |
| Varemærke                        | Riester                                                                                                         |
| Model                            | Big Ben                                                                                                         |
| Features                         | Manuelt, inkl. voksenmanchet med 2 slanger                                                                      |
| Inkluderet tilbehør              | 1 stk. manchet fra Riester (54,5x14,5cm, sort, voksen, med burrebånd, blære og 2 slanger, polstret, Ø 24-34 cm) |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                                                         |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                                                        |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                                               |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                                                    |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                                                                      |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                                               |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 28.5 cm | 20.5 cm | 16.5 cm | 4045396002098 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.