

Varenummer 232524

LED-pære, Welch Allyn, 03100-LED



Produktbeskrivelse

Welch Allyn 3,5 V SureColor LED-lampeopgraderingssæt til traditionelle Welch Allyn diagnostiske otoskoper. Passer Welch Allyn otoskoper (#20000, #20200, #21700, #25020, #20260, #21760).

SureColor LED pære yder 30 X længere levetid end halogenpærer og har høj energieffektivitet.

Specifikationer

Produktbetegnelse	LED-pære
Varemærke	Welch Allyn
Features	03100-LED
Strømspecifikationer	3,5 V
Produkt- eller teststandarder	EN 60601-1
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	8.5 cm	6.3 cm	3 cm	732094025187