



Varenummer 232530

## Stetoskop, sort, letvægts, vendbart



### Produktbeskrivelse

Anvendes til stetoskopi af hjerte og lunger.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Stetoskop                                                    |
| Farve                            | Sort                                                         |
| Features                         | Letvægts, vendbart                                           |
| Materiale                        | Aluminium, plast, PVC, rustfrit stål                         |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                      |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                            |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                            |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kll   | 100 stk    | 41 cm  | 52 cm  | 24 cm | 4049434000060 |
| stk   | 1 stk      |        |        |       | 4049434000053 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.