



Varenummer 232538

Ultralydscover, Sonosafe, Ø3,4cm, latex



Produktbeskrivelse

Anvendes som overtræk til vaginale/endoskopiske scanninger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ultralydscover
Varemærke	Sonosafe
Features	Kondomer, uden reservoir, løst oprullet, let pudrede, ikke enkeltpakket
Materiale	Latex
Diameter	3.4 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5600 stk	59.2 cm	39.5 cm	40 cm	
pk	200 stk	30.5 cm	14.5 cm	5 cm	
stk	1 stk				4049434003047



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.