



Varenummer 232540

Fæcesprøverør, 30 ml, PP, med ske og skruelåg

✓ Til opsamling af fæces til analyse

Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med opsamling af fæces til analyse.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Fæcesprøverør
Features	Med ske og skruelåg
Materiale	PP
Højde	8 cm
Diameter	3 cm
Rumindhold, brutto	30 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	700 stk	59.5 cm	40.5 cm	32 cm	
stk	1 stk				